

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6102-di-o-profilu-sferycznym-p-2207.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6102 D/I (o profilu sferycznym)

Numer katalogowy	TP-6102 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Zalecenia:

Łuska spoczynkowa w leczeniu bólu, schorzenia neurologiczne (pochodzenia obwodowego i centralnego), hemiplegia szczególnie z silną spastycznością, gwarantuje prawidłowe ustawienie połączeń stawowych nadgarstka z kośćmi śródrečna oraz odpowiednią proporcję długości struktur miękkich strony dłoniowej do grzbietowej, profilaktyka deformacji w porażeniach spastycznych, ręka szponiasta, choroby reumatyczne (profilaktyka deformacji). Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Działanie:

utrzymuje nadgarstek i stawy palców lekko zgięte. Taśma pozwala stabilizować i utrzymywać palce we właściwym zagłębieniu.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
Szerokość dłoni (cm)	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Długość łuski (cm)	30	34	36	38	40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

TYP: lewy , prawy