

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6103-di-z-ujeciem-kciuka-i-zgieciem-grzbietowym-nadgarstka-p-2214.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6103 D/I (z ujęciem kciuka i zgięciem grzbietowym nadgarstka)

Numer katalogowy	TP-6103 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Zalecenia:

leczenie bólu, pourazowo, jako element komplementarny w leczeniu po zespoleniach nadgarstka, jako alternatywa dla unieruchomienia gipsowego, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien lub inne stany zapalne w obrębie nadgarstka, artrozy stawów kciuka (Rizarthrosis - unieruchomienie stawu siodełkowego kciuka), urazy stawów kciuka, złamania typu Bennett'a, niestabilność kości śródrečna. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Działanie: łuska ogranicza ruchomości nadgarstka utrzymując go w pozycji zgięcia grzbietowego 10 stopni, kciuk ustawiony jest przeciwstawnie w stosunku do dłoni.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Szerokość dłoni (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10
Długość łuski (cm)	22	24	26	28

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy