

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6104-di-p-2209.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6104 D/I

Numer katalogowy **TP-6104 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń. Palce unieruchomione są w pozycji wyprostnej, kciuk jest ustawiony w odwiedzeniu, w płaszczyźnie dłoni.

Zalecenia:

porażenie dłoni na skutek porażień obwodowego i/lub centralnego układu nerwowego, choroby reumatyczne, stany zapalne dłoni i nadgarstka, zespół cieśni nadgarstka, łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Działanie:

unieruchomienie dłoni w stawie nadgarstkowym, unieruchomienie palców oraz odwiedzenie kciuka.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Szerokość dłoni (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10
Długość łuski (cm)	34	36	38	40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy