

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6105-di-stabilizujaca-staw-nadgarstkowy-w-20-zgięciu-grzbietowym-p-2210.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6105 D/I (stabilizująca staw nadgarstkowy w 20° zgięciu grzbietowym)

| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | TP-6105 D/I |
| Producent | Orliman |

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Zalecenia:

leczenie bólu, pourazowo, jako element komplementarny w leczeniu po zespoleniach w obrębie nadgarstka, jako alternatywa dla unieruchomienia gipsowego, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien lub inne stany zapalne w obrębie nadgarstka. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 |
|-----------------------|-----|-------|-------|------|
| Obwód nadgarstka (cm) | | 15-17 | 17-19 | >19 |
| Długość łuski (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy