

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6105-di-stabilizujaca-staw-nadgarstkowy-w-20-zgięciu-grzbietowym-p-2210.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6105 D/I (stabilizująca staw nadgarstkowy w 20° zgięciu grzbietowym)

Numer katalogowy	TP-6105 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Zalecenia:

leczenie bólu, pourazowo, jako element komplementarny w leczeniu po zespoleniach w obrębie nadgarstka, jako alternatywa dla unieruchomienia gipsowego, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien lub inne stany zapalne w obrębie nadgarstka. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)		15-17	17-19	>19
Długość łuski (cm)	21	22	23	24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy