

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-4087-p-7629.html>

Orteza nadgarstka - 4087

Numer katalogowy **4087**

Producent **Oppo**



Opis produktu

4087 Orteza nadgarstka.

Wykonana z oddychającego, perforowanego materiału ogrzewa nadgarstek i poprawia krążenie krwi. Metalowa profilowana wkładka oraz rozbudowany system pasów mocujących zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, zapewniając jednocześnie dużą swobodę ruchu palców oraz kciuka. Zalecana w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego i zeszywniałego nadgarstka, w przypadku skręceń, po operacjach nadgarstka, w celu złagodzenia bólu, w celu zapobieżenia i leczenia urazów, w celu przyspieszenia rehabilitacji oraz wzmocnienia nadgarstka w przypadku osłabienia lub naciągnięcia.

Numer katalogowy: 4087.

Rozmiar:

S 14,0 cm - 15,9 cm

M 15,9 cm - 18,4 cm

L 18,4 cm - 21,0 cm

XL 21,0 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL