

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-sztywna-z-regulacja-dlugosci-4388-p-7631.html>

## Orteza nadgarstka sztywna z regulacją długości - 4388



Numer katalogowy	<b>4388</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **4388 Orteza nadgarstka sztywna z regulacją długości.**

Unikalna orteza umożliwiająca łatwą regulację jej długości, zapewniająca bardzo dobrą stabilizację stawu nadgarstka oraz przedramienia. Orteza posiada anatomiczny kształt, pozwalający utrzymać nadgarstek w neutralnej pozycji, a także zapewniający ochronę kości łokciowej oraz promieniowej. Wyrób znajduje zastosowanie przy susztywnieniu nadgarstka lub dłoni po urazach lub operacjach, a także po wstępnym leczeniu za pomocą gipsu.

**Numer katalogowy:** 4388.

**Rozmiary:**

**S** (13,3cm - 16,5cm)

**M**(16,8cm - 19,7cm)

**L** (20,0cm - 25,4cm).

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S