

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-sztywna-z-regulacja-dlugosci-4388-p-7631.html>

Orteza nadgarstka sztywna z regulacją długości - 4388



Numer katalogowy	4388
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

4388 Orteza nadgarstka sztywna z regulacją długości.

Unikalna orteza umożliwiająca łatwą regulację jej długości, zapewniająca bardzo dobrą stabilizację stawu nadgarstka oraz przedramienia. Orteza posiada anatomiczny kształt, pozwalający utrzymać nadgarstek w neutralnej pozycji, a także zapewniający ochronę kości łokciowej oraz promieniowej. Wyrób znajduje zastosowanie przy susztywnieniu nadgarstka lub dłoni po urazach lub operacjach, a także po wstępnym leczeniu za pomocą gipsu.

Numer katalogowy: 4388.

Rozmiary:

S (13,3cm - 16,5cm)

M(16,8cm - 19,7cm)

L (20,0cm - 25,4cm).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S