

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-konczyny-gornej-c-46-p-2139.html>



## Orteza odwodząca kończyny górnej C-46

Numer katalogowy	<b>C-46</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału POROMAX® o strukturze plastra miodu, który zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza zapobiegając przegrzaniu i podrażnieniom skóry, a także znacząco zmniejsza pocenie się i ogranicza koncentrację wilgoci. Orteza pasuje na obie kończyny, prawą oraz lewą. Konstrukcja C-46 umożliwia kontrolę odwiedzeniową i rotacyjną kości ramiennej w stawie ramiennym. Odpowiednie ustawienie poduszki pozwala na odwiedzenie w dwóch zakresach: 30° i 45°. Kontrola rotacji wewnętrznej i zewnętrznej odbywa się dzięki systemowi taśm stabilizujących i mocujących, które umożliwiają prawidłową stabilizację oraz maksymalne rozłożenie ciężaru odciążanej kończyny. Poduszka odwodząca została wyposażona w specjalny miękki uchwyt, przy pomocy którego pacjent może wykonywać ćwiczenia dystalnej części kończyny zapewniające prawidłowe napięcie mięśniowe i odpowiedni przepływ krwi. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pewną stabilizację i wysoki komfort użytkowania.

#### Zastosowanie:

do pozycjonowania kończyny górnej w skręceniach, podwichnięciach, zwichnięciach podpanewkowych, rozciągnięciu torebki stawowej, jako tradycyjna metoda leczenia w ostrym i przewlekłym zapaleniu torebki stawowej, po zabiegach na stożkach rotatorów, endoprotezoplastyka stawu ramiennego, zespoły uwięźnięcia, po zabiegach acromioplastyki.

#### Części:

**komplet składa się z trzech elementów:**

- uniwersalnej (prawa/lewa) poduszki odwodzącej, której profil pozwala na ustawienie odwiedzenia pod kątem 30° lub 45°,
- szyny z miękkim uchwytem,
- systemu taśm mocujących przedramię do poduszki odwodzącej.

**Kolor:** niebieski.

**rozmiar uniwersalny.**