

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-konczyny-gornej-c-47-p-2140.html>



Orteza odwodząca kończyny górnej C-47

Numer katalogowy	C-47
Producent	Orliman

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału o strukturze plastra miodu, który zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza zapobiegając przegrzaniu i podrażnieniom skóry. Konstrukcja C-47 umożliwia pozycjonowanie kończyny w 15° odwiedzeniu i 90° rotacji zewnętrznej. Poduszka odwodząca została wyposażona w specjalny elastyczny uchwyt, przy pomocy którego pacjent może wykonywać ćwiczenia dłoni zapewniające prawidłowe napięcie mięśniowe i odpowiedni przepływ krwi w kończynie. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pewną stabilizację i wysoki komfort użytkowania.

Zastosowanie:

w postępowaniu ortopedycznym do pozycjonowania skręconego, zwichniętego i podwichnięcia podpanewkowego stawu ramennego, przemieszczenia śródstawowe, po zabiegach chirurgicznych obejmujących stożek rotatorów, po artroskopowym leczeniu choroby Bankarta, rekonstrukcje tkanek miękkich.

Działanie:

unieruchomienie kończyny górnej w 90 stopniowej rotacji zewnętrznej w stawie barkowym oraz w 15° lub 30° stopniowym odwiedzeniu.

Kolor:niebieski.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Długość przedramienia (cm)		36	>42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S