

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-konczyny-gornej-c-47-p-2140.html>



## Orteza odwodząca kończyny górnej C-47

Numer katalogowy	<b>C-47</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału o strukturze plastra miodu, który zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza zapobiegając przegrzaniu i podrażnieniom skóry. Konstrukcja C-47 umożliwia pozycjonowanie kończyny w 15° odwiedzeniu i 90° rotacji zewnętrznej. Poduszka odwodząca została wyposażona w specjalny elastyczny uchwyt, przy pomocy którego pacjent może wykonywać ćwiczenia dłoni zapewniające prawidłowe napięcie mięśniowe i odpowiedni przepływ krwi w kończynie. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pewną stabilizację i wysoki komfort użytkowania.

#### Zastosowanie:

w postępowaniu ortopedycznym do pozycjonowania skręconego, zwichniętego i podwichnięcia podpanewkowego stawu ramennego, przemieszczenia śródstawowe, po zabiegach chirurgicznych obejmujących stożek rotatorów, po artroskopowym leczeniu choroby Bankarta, rekonstrukcje tkanek miękkich.

#### Działanie:

unieruchomienie kończyny górnej w 90 stopniowej rotacji zewnętrznej w stawie barkowym oraz w 15° lub 30° stopniowym odwiedzeniu.

**Kolor:**niebieski.

#### Tabela - rozmiary:

<b>ROZMIAR</b>	<b>S/1</b>	<b>M/2</b>	<b>L/3</b>
Długość przedramienia (cm)		36	>42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S