

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-osemkowa-z-pelota-oss-os-04-p-2201.html>

Orteza ósemkowa z pelotą OSS-OS-04



Numer katalogowy	OSS-OS-04
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Zapalenie rozciągnięcia podszwowego

Zapalenie rozciągnięcia podszwowego to jedna z najbardziej popularnych dolegliwości wśród biegaczy, ale nie tylko. Jest to schorzenie przeciążeniowe, polegające na **zapaleniu, zgrubieniu i zmianach zwyrodnieniowych rozciągnięcia**. Schorzenie może dotyczyć każdego kto spędza dużo czasu chodząc lub stojąc. Ból pojawia się pomiędzy piętą a śródstopiem.

Dolegliwości ujawniają się podczas pierwszych kroków zaraz po przebudzeniu, w ciągu dnia zmniejszają swoje natężenie, jednak po dłuższym chodzeniu znowu narastają.

Ból nie pojawia się w nocy ani w spoczynku. Może on w znacznym stopniu upośledzać codzienne funkcjonowanie i prowadzić do całkowitego zaprzestania aktywności fizycznej.

Schorzenie dotyka ponad 10% generalnej populacji niezależnie od płci i wieku!

Zapalenie rozciągnięcia podszwowego nie jest synonimem płaskostopia lub ostrogi piętowej, ale bez wątpienia jest z nimi jednoznacznie powiązane. Płaskostopie, pozostawione bez korekcji, powoduje **nadmierne rozciąganie rozciągnięcia podszwowego** i jego przeciążenie, co generuje ból. Dlatego, tak ważna jest zarówno czynna jak i bierna **korekcja płaskostopia**.

W tym celu stworzyliśmy **ortezę śródstopia z pelotą OSS-OS-04**, która unosi łuk stopy, zapobiegając tym samym nadmiernym rozciągnięciem rozciągnięcia podszwowego i niwelując dolegliwości bólowe.

Charakterystyka produktu

Orteza śródstopia OSS-OS-04 została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**. Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec, składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Funkcja samoszczepna, surowca zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Ponadto surowiec ten jest wodoodporny.

Orteza posiada konstrukcję otwartą, pozwalającą na bardziej **precyzyjne dopasowanie** jej do kształtu stopy.

Surowiec, z którego wykonano wyrób jest **elastyczny**, cechuje się mocną konstrukcją, a jednocześnie jest **bardzo cieńki**, co umożliwia stosowanie ortozy w każdym rodzaju obuwia.

Obwodowy ucisk ściągacza ortozy i wyjmowana pelota na płaskostopie prowadzą do podniesienia śródstopia w kierunku fizjologicznego sklepienia stopy.

Dlatego orteza śródstopia OSS-OS-04 jest lepsza niż tradycyjne wkładki na płaskostopie?

Tradycyjna wkładka na płaskostopie ma ograniczone działanie, bo może być stosowana tylko w zamkniętym obuwiu.

Ortezę śródstopia OSS-OS-04 nie wymaga noszenia obuwia, więc możesz ją stosować przez cały dzień w każdym miejscu!

Przeznaczenie

- zapalenie rozciągna podeszwowego stopy
- płaskostopie
- Choroba Mortona (metatarsalgia)
- zmiany przeciążeniowe stopy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M