

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-osemkowa-z-pelota-plecow-am-pes-02-p-2405.html>

Orteza ósemkowa z pelotą pleców AM-PES-02



| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | AM-PES-02 |
| Producent | Reh4Mat |

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Prostotrzymacz – pas obojczykowy wykonany jest z nierozciągliwych taśm i peloty grzbietowej. Pelota grzbietowa została wzmocniona płytą PE-LD, przez co lepiej stabilizuje odcinek między łopatkami. Taśmy łączące pelotę grzbietową są odpowiednio dopasowane do ciała pacjenta.

Taka konstrukcja wyrobu gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Konstrukcja peloty grzbietowej wraz z przelotkami powoduje, iż taśmy barkowe nie marszczą się i przylegają całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta. Wewnętrzna strona prostotrzymacza pokryta jest dzianiną frotte dzięki której znacznie poprawia się komfort użytkowania.

Orteza została wykonana z surowca AirDistance II.

AirDistance II to innowacyjny technologiczny surowiec przeznaczony do wykonywania wysoko przetworzonych wyrobów ortopedycznych. **AirDistance II** jest surowcem trójwarstwowym, składającym się z bardzo mocnej poliamidowej dzianiny okładkowej z funkcją samoszczepną, odciążającej pianki EVA oraz poliamidowej dzianiny przestrzennej 3D. Zewnętrzna warstwa surowca pozwala na swobodne mocowanie na niej wszelkich usztywnień ortopedycznych, a funkcja samoszczepna ułatwia dopasowanie wyrobów. Pianka odciążająca EVA niweluje negatywne oddziaływanie usztywnień ortopedycznych na ciało pacjenta. Wewnętrzna dzianina 3D o przestrzennej strukturze, pozwala na swobodne przepływanie przez nią powietrza, które dotlenia skórę oraz powoduje, że pot znajdujący się na jej powierzchni zdecydowanie szybciej odparowuje. Funkcja samoszczepna, surowca **AirDistance II** zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Surowiec wodoodporny.

Przeznaczenie

Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:

- urazów obojczyka niewymagających interwencji chirurgicznej i ortopedycznej,
- zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa,
- zwiększonej kyfozy piersiowej,
- konieczności przeprowadzenia korekcji niewymagającej interwencji chirurgicznej.

Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – prostotrzymacz został wykonany ze specjalnego materiału pokrytego

-
- welurem, a od wewnętrznej strony dzianiną frotte, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. **Duża skuteczność stabilizacji** - dzięki zastosowaniu peloty grzbietowej (wzmocnionej) oraz odpowiednio umieszczonych przelotek i nierozciągliwych pasów udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
 3. **Komfort użytkowania** - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania prostotrzymacza, pacjent ma możliwość łatwego wyprania wyrobu, jak również utrzymania właściwej higieny ciała.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M