

Orteza palcowa ręki AM-D-02



Numer katalogowy

AM-D-02

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Jest to uniwersalna orteza którą można stosować zarówno na prawą jak i lewą dłoń, można ją stosować od strony grzbietowej jak i zgięciowej palca, orteza usztywnia zarówno staw śródrečno- paliczkowy, jak i obydwa stawy między paliczkowe poszczególnych palców.

Orteza służy do usztywniania palca małego, serdecznego, środkowego i wskazującego, nie stosuje się jej do usztywniania kciuka.

Do wyrobu dołączono szeroką taśmę z funkcją samoszczepną do obwodowej stabilizacji poszczególnych palców oraz wąską taśmę dodatkowo stabilizującą wyrób na dłoni.

Taśma wąska jest opcjonalnym zabezpieczeniem, które może być przez lekarza dowolnie zamontowane na ortezie lub można zrezygnować z jej użycia.

W ortezie zamontowano aluminiową szynę ortopedyczną, którą można dowolnie modelować w celu osiągnięcia pożądanego przez lekarza kształtu.

W nadgarstku zastosowano zamknięcie ortezy, oraz obwodową taśmę welcro dodatkowo stabilizującą wyrób na kończynie i zabezpieczającą go przed niekontrolowanym rozpięciem.

Orteza została wykonana z surowca ActiveDistance II, składająca się z pianki komfortowej od strony ciała pokrytej dzianiną bawełnianą frotte, od strony zewnętrznej zaś dzianiną samoszczepną.

Właściwości

- Bardzo dobra stabilizacja stawu śródrečno-paliczkowego palca ręki przez indywidualne dopasowanie plastycznej ortezy,
- Możliwość ustawienia ograniczonej ruchomości w obrębie palca,
- Oddychający materiał zapewnia wysoki komfort noszenia,
- Bardzo prosta obsługa.

Przeznaczenie

- Złamanie palców II-V
- Urazy pobocznych więzadeł stawu śródrečno-paliczkowego palców II-V
- Zwichnięcia stawów palców ręki II-V
- Zmiany reumatyczne w obrębie palców II-V
- Ostre i przewlekłe zmiany zwyrodnieniowe np. artroza palców II-V

Działanie

- Stabilizacja stawu palca, palców, z jednoczesną lekką stabilizacją nadgarstka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M