

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-podtrzymujaca-rzepke-tendon-bandage-classic-p-2929.html>



Orteza podtrzymująca rzepekę TENDON BANDAGE CLASSIC

Numer katalogowy **7228**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza podtrzymująca rzepekę CLASSIC składa się z wyprofilowanej opaski zapinanej na rzep, sprzączki z możliwością regulacji kompresji oraz silikonowej peloty która poprzez mikromasaż pozwala uzyskać natychmiastowy efekt przeciwbólowy w stawie kolanowym. W efekcie następuje wyraźnie szybsze, i mocniejsze zwiększenie napięcia mięśnia czworogłowego z działaniem mobilizującym rzepekę oraz poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej. Orteza więzadła rzepki sprawdza się podczas wykonywania codziennych czynności a także może być stosowana w rehabilitacji patologicznych zmian w przedniej części kolana jako uzupełnienie ćwiczeń fizjoterapeutycznych, oraz profilaktycznie w sporcie w celu ochrony przed kontuzjami.

Wskazania:

- Zespół bólowy przedniej okolicy kolana
- Kolano skoczka
- Chondromalacja rzepki
- Zwrodnienie stawu udowo-rzepakowego
- Niewydolność więzadła krzyżowego przedniego
- Osłabienie mięśnia czworogłowego
- Dystrofia mięśniowa
- Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym i pourazowym

Komfort:

Orteza jest wykonana z najnowocześniejszych materiałów i w dużym stopniu łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Wysoce elastyczny i wytrzymały materiał umożliwia stosowanie ortezy podczas wykonywania ćwiczeń w wodzie i w kontakcie z podłogą.

Rozmiar: uniwersalny

Dostępne kolory: czarny

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie

