

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-podtrzymujaca-rzepke-tendon-bandage-p-2930.html>



## Orteza podtrzymująca rzepkę TENDON BANDAGE

Numer katalogowy	<b>7229</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza podtrzymująca rzepkę** składa się z wyprofilowanej opaski zapinanej na rzep oraz z silikonowej peloty która poprzez kompresje i mikromasaż daje natychmiastowy efekt przeciwbólowy w stawie kolanowym. W efekcie następuje wyraźnie szybsze, i mocniejsze zwiększenie napięcia mięśnia czworogłowego z działaniem mobilizującym rzepkę oraz poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej. Orteza więzadła rzepki sprawdza się podczas wykonywania codziennych czynności a także może być stosowana w rehabilitacji patologicznych zmian w przedniej części kolana jako uzupełnienie ćwiczeń fizjoterapeutycznych, oraz profilaktycznie w sporcie w celu ochrony przed kontuzjami.

### Wskazania:

- Zespół bólowy przedniej okolicy kolana
- Kolano skoczka
- Chondromalacja rzepki
- Zwrodnienie stawu udowo-rzepakowego
- Niewydolność więzadła krzyżowego przedniego
- Osłabienie mięśnia czworogłowego
- Dystrofia mięśniowa
- Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym i pourazowym

### Komfort:

Orteza jest wykonana z najnowocześniejszych materiałów i w dużym stopniu łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Wysoce elastyczny i wytrzymały materiał umożliwia stosowanie ortezy podczas aktywności sportowej.

**Rozmiar:** uniwersalny

**Dostępne kolory:** szary

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie**