

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-redresujaca-staw-lokciowy-p-1591.html>



## Orteza redresująca staw łokciowy

Numer katalogowy	<b>TGO-V AP SL 910</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza redresująca staw łokciowy** składa się z jednoosiowej szyny stabilizującej zakończonej ergonomicznym uchwytem dłoniowym, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz systemu pasów obwodowych zapewniających pewne przyleganie ortezy do kończyny.

Szyny posiadają regulację długości w części ramiennej i przedramiennej w zakresie 41-51 cm.

Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w stawie łokciowym w zakresie: zgięcie 0°-120° oraz wyprost 0°-90°.

Całkowita długość ortezy z uchwytem wynosi 56 cm – 66 cm.

Orteza jest w rozmiarze uniwersalnym w wersji na lewą i prawą kończynę.

#### **Wskazania do stosowania ortezy:**

- przykurcz zgięciowy lub wyprostny
- skręcenie lub zwichnięcie stawu
- niewydolność więzadeł
- niestabilność stawu łokciowego po urazach
- w okresie rekonwalescencji po złamaniach
- po innych zabiegach operacyjnych