

Orteza ręki stabilizująca kciuk AM-D-04



Numer katalogowy	AM-D-04
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza kciuka AM-D-04 została stworzona z myślą o narciarzach. Doskonale zabezpiecza staw siodełkowy w przypadku tzw. Kciuka narciarza. Schorzenie to polega na uszkodzeniu stawu śródrečno-paliczkowego kciuka w wyniku upadku na kijek i skręcenia lub zerwania więzadła pobocznego łokciowego kciuka.

Takie urazy ścięgna w stawie śródrečno-nadgarstkowym kciuka (tzw. stawie siodełkowym) oraz śródrečno-paliczkowym kciuka mogą być bardzo bolesne, dlatego odpowiednia ich stabilizacja może pomóc w szybkim leczeniu obrzęków.

Orteza kciuka AM-D-04 podtrzymuje staw siodełkowy i śródrečno-nadgarstkowy kciuka dzięki specjalnej anatomicznie wyprofilowanej wkładce metalowej. Stawy są w całości otoczone przez stabilizator, dzięki czemu podlegają pełnej ochronie. Dzięki temu, iż poruszanie kciukiem jest ograniczone, proces uzdrawiania jest znacznie szybszy. Stosowanie ortezy odwodzącej zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Stabilizator jest mocowany za pomocą rzepów. Aktywny termicznie materiał AirSanmed umożliwia swobodną cyrkulację powietrza i jest przyjemny w noszeniu także przy wyższych temperaturach.

- Bardzo dobra stabilizacja stawu śródrečno-paliczkowego pierwszego palca przez indywidualne dopasowanie plastycznej ortezy,
- Możliwość ustawienia ograniczonej ruchomości w obrębie kciuka,
- Oddychający materiał zapewnia wysoki komfort noszenia,
- Bardzo prosta obsługa.

Przeznaczenie

- naderwanie więzadła łokciowego stawu śródrečno-paliczkowego kciuka (tzw. "kciuk narciarza")
- niestabilność stawu śródrečno-nadgarstkowego i śródrečno-paliczkowego kciuka przy wczesnej osteoartrozie
- zwknięcia stawów
- stan po osteotomii I kości śródrečna, artroplastyce, trapezoktomii lub rekonstrukcji więzadeł stawu siodełkowego
- złamanie Benetta lub Rolanda
- skręcenie stawu siodełkowego
- naderwanie ścięgien mięśni
- profilaktycznie w celu zabezpieczenia przed urazami tkanek miękkich

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M

TYP: lewy , prawy