

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-fp-71-di-p-2193.html>

## Orteza ręki stabilizująca lub korygująca FP-71 D/I



Numer katalogowy **FP-71 D/I**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator kciuka wykonany z materiału termoplastycznego, który wyłożony jest miękkim materiałem wyściółkowym od wewnątrz, posiada elastyczną taśmę pozwalającą na dokładne zapięcie i ustabilizowanie kciuka.

**Zastosowanie:**

profilaktyka deformacji reumatycznych, pooperacyjnie, artrozy kciuka, urazy sportowe (np. „kciuk narciarza”).

**Działanie:**

unieruchomienie stawu śródrečno-palczkowego kciuka (po urazach, po zabiegach chirurgicznych), pozycjonowanie kciuka w położeniu funkcjonalnym. Istnieje możliwość modelowania stabilizatora przy użyciu nagrzewnicy.

**Pakowanie:** D-prawy / I-lewy.

**Kolor:** beż.

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód nadgarstka (cm)		17-19	>19

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S