

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-fp-74-di-p-2194.html>



## Orteza ręki stabilizująca lub korygująca FP-74 D/I

Numer katalogowy	<b>FP-74 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator kciuka wykonany z perforowanego materiału termoplastycznego, posiada taśmę pozwalającą na dokładne zapięcie i ustabilizowanie kciuka oraz miękką wyściółkę zakładaną bezpośrednio na ciało.

#### Zastosowanie:

zapalenie ścięgien kciuka, bolesność i stany zapalne, niestabilność stawu śródrečno-paliczkowego, urazy sportowe (np. „kciuk narciarza”), nerwobóle stawu śródrečno-paliczkowego, unieruchomienie stawu czworoboczno-śródręcznego.

#### Działanie:

unieruchomienie stawu śródrečno-paliczkowego kciuka (po urazach, po zabiegach chirurgicznych), ograniczenie zakresu ruchów w stawie śródrečno-paliczkowym.

**Pakowanie:** D-prawy / I-lewy.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód nadgarstka (cm)		17-19	>19

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S

**TYP:** lewy , prawy