

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-manutec-fix-m700m600-p-2176.html>



Orteza ręki stabilizująca lub korygująca MANUTEK® FIX M700/M600

Numer katalogowy	M700/M600
------------------	------------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

Orteza wykonana jest z oddychającego trzywarstwowego materiału (velur, pianka poliuretanowa, frotte), zapinana na taśmę micro-velcro.

Zastosowanie:

profilaktyka urazów nadgarstka, zespół cieśni nadgarstka, w procesie rehabilitacji.

Działanie:

stabilizacja oraz unieruchomienie.

Kolor:

bordowo-czarny (M700) / beżowy (M600).

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: M600 , M700