

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-manutec-fix-m770m670-p-2177.html>



## Orteza ręki stabilizująca lub korygująca MANUTEC® FIX M770/M670

Numer katalogowy **M770/M670**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału typu welur perforowanego w miejscach szczególnie narażonych na przegrzanie. W ortezie znajduje się aluminiowy sztywniak, który może być indywidualnie dopasowywany. Orteza obustronna, może być stosowana na prawą i lewą dłoń.

#### Wskazania:

Tendonitis, zespół bolesnego stawu siodełkowego, niestabilność, stan zapalny, unieruchomienie połączenia I kości śródreczą z kością czworoboczną mniejszą, urazy sportowe (kciuk narciarza).

#### Kolor:

szaro-pomarańczowy (M770) / beżowy (M670).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	L/2
Obwód nadgarstka(cm)	14-18	18-22
Długość ortezy (cm)	11	13

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , S

**Model:** M670 , M770