

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-mp-70-di-p-2181.html>



## Orteza ręki stabilizująca lub korygująca MP-70 D/I

Numer katalogowy	<b>MP-70 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z elastycznego materiału, zapinany na taśmy velcro, posiada po stronie zewnętrznej kciuka wyciąganą szynę aluminiową, która może być modelowana.

**Zalecenia:**

zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w obrębie pierwszej kości śródrečna i promieniowej części nadgarstka, doleczenie po urazach.

**Zastosowanie:**

unieruchomienie i ochrona stawów śródrečno-nadgarstkowego i śródrečno-palczkowego kciuka.

**Działanie:**

stabilizacja i pozycjonowanie kciuka, unieruchomienie.

**Pakowanie:** D-prawy / I-lewy.

**Długość:** 13 cm.

**Kolor:** beż.

### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy