

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-mp-70-di-p-2181.html>



Orteza ręki stabilizująca lub korygująca MP-70 D/I

Numer katalogowy	MP-70 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z elastycznego materiału, zapinany na taśmy velcro, posiada po stronie zewnętrznej kciuka wyciąganą szynę aluminiową, która może być modelowana.

Zalecenia:

zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w obrębie pierwszej kości śródreżca i promieniowej części nadgarstka, doleczenie po urazach.

Zastosowanie:

unieruchomienie i ochrona stawów śródreżczo-nadgarstkowego i śródreżczo-paliczkowego kciuka.

Działanie:

stabilizacja i pozycjonowanie kciuka, unieruchomienie.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 13 cm.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy