

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-stabilizujaca-lub-korygujaca-mp-72-di-p-2189.html>



Orteza ręki stabilizująca lub korygująca MP-72 D/I

Numer katalogowy	MP-72 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, półprzepuszczalnego materiału, o zewnętrznej perforowanej strukturze, od wewnątrz wyłożony jest frotte, posiada aluminiową szynę pozwalającą się modelować. Oba brzegi stabilizatora po stronie grzbietowej połączone są materiałem z dodatkiem Lycry, zapinanie na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

Zastosowanie:

Tendonitis i Tendosynovitis, funkcjonalne unieruchomienie kciuka, ograniczenie ruchomości w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, po urazach, powikłania pourazowe, w przebiegu chorób reumatycznych (RZS, Arthritis), po zabiegach, jako metoda stabilizacji w Arthrodesis, zespół cieśni nadgarstka.

Działanie: pozycjonowanie kciuka, łatwe zakładanie dzięki przeciąganym przez sprzączki taśmom velcro.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 13 cm.

Kolor: szary.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy

Rozmiar: L , M , S , XL