

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-roadrunner-owijana-wciagana-neopren-p-3293.html>



## Orteza Roadrunner Owijana/wciągana Neopren

Numer katalogowy **EA75-587F0**

Producent **Breg**

### Opis produktu

Orteza RoadRunner zapewnia wyjątkową kontrolę oraz stabilizację w przypadkach uszkodzenia i niestabilności więzadeł. Policentryczne zegary umożliwiają dopasowanie oraz zapewniają kontrolę wyprostów w przedziale od 10° do 40°, w skoku co 10° oraz kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 45° do 90°, w skoku co 15°. Cztery taśmy zapewniają pacjentom większy nacisk i stabilizację.

Orteza wykonana z materiału Neopren.

#### Używana przy:

- większości uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL i LCL
- uszkodzeniach łąkotki
- zwyrodnieniach kostno stawowych w niewielkim stopniu.

#### Cechy charakterystyczne:

- wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki)
- dostępna wersja neoprenowa
- taśmy biegnące dookoła nogi dla lepszego dopasowania
- otwarta/owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania
- dłuższa konstrukcja zapewnia dodatkowy nacisk i stabilizację (ROADRUNNER)

Rozmiar #	Rozmiar	15 cm nad rzepką
X = 1	XS	30 - 38 cm
X = 2	S	38 - 46 cm
X = 3	MD	46 - 53 cm
X = 4	LG	53 - 61 cm
X = 5	XL	61 - 69 cm
X = 6	XXL	69 - 79 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** LG , MD , S , XL , XS , XXL  
**TYP:** lewy , prawy