

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-shorrunner-airmash-wciagany-p-3294.html>



## Orteza Shortrunner Airmash Wciągany

Numer katalogowy	<b>7EBC-362E4</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

Orteza ShortRunner zapewnia wyjątkową kontrolę oraz stabilizację w przypadkach uszkodzenia i niestabilności więzadeł. Policentryczne zegary umożliwiają dopasowanie oraz zapewniają kontrolę wyprostów w przedziale od 10° do 40°, w skoku co 10° oraz kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 45° do 90°, w skoku co 15°. Cztery taśmy zapewniają pacjentom większy nacisk i stabilizację.

Orteza wykonana z materiału Airmesh, która charakteryzuje się wyjątkową lekkością i zapewnia przepuszczanie powietrza. Zalecana dla osób, które muszą nosić stabilizator przez dłuższy czas.

### Używana przy:

- większości uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL i LCL
- uszkodzeniach łąkotki
- zwyrodnieniach kostno stawowych w niewielkim stopniu.

### Cechy charakterystyczne:

- wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki)
- dostępna wersja neoprenowa
- taśmy biegnące dookoła nogi dla lepszego dopasowania
- otwarta/owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania
- krótsza konstrukcja zapewnia komfort

### Dwa modele do wyboru:

- Airmash Wciągany
- Airmash Owijany

---

Rozmiar #	Rozmiar	15 cm nad rzepką
X = 1	XS	30 - 38 cm
X = 2	S	38 - 46 cm
X = 3	MD	46 - 53 cm
X = 4	LG	53 - 61 cm
X = 5	XL	61 - 69 cm
X = 6	XXL	69 - 79 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , S , XL , XS , XXL