

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-golen-udo-p-1597.html>



Orteza stabilizująca goleń- udo

Numer katalogowy **TGO-C OGU 505**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza stabilizująca goleń-udo wykonana jest z lekkiej tkaniny piankowej obszytej z zewnątrz dodatkowym materiałem, a wewnątrz frotte. Składa się z trzech części materiału oraz aluminiowych szyn zapewniających unieruchomienie kończyny w kierunkach bocznych, przyśrodkowym oraz przednio-tylnym. Orteza posiada system pasów z rzepami z płynnym bezstopniowym dostosowaniem obwodu.

Wskazania do stosowania ortezy:

- zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego
- uszkodzenie aparatu więzadłowego
- hipermobilność stawu kolanowego
- unieruchomienie po złamaniach
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- unieruchomienie pooperacyjne

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (cm)
S	44
M	50
L	60
XL	70

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL