

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-miednice-am-om-p-2612.html>

## Orteza stabilizująca miednicę AM-OM



Numer katalogowy	<b>AM-OM</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

W części łonowej zamontowano klamerki dzięki którym uzyskuje się właściwe napięcie i odpowiednią kompresję wyrobu. Anatomiczny kształt ortezy zapewnia wysoki komfort noszenia.

W tylnej części ortezy zamontowano usztywnioną pelotę krzyżową, którą połączono z systemem dwustronnie szczepnych taśm obwodowych.

Usztywniona pelota znajdująca się w części odcinka lędźwiowego kręgosłupa odpowiada za optymalną kompresję na staw krzyżowo-biodrowy, a tylne taśmy udowe stabilizują miednicę od tyłu i odpowiednio ją pozycjonują.

Praktyczne zapięcia na rzepy oraz ruchoma klamra, ułatwiają zakładanie i ściąganie stabilizatora. Orteza przylega idealnie do ciała, nie osuwa się i nie odznacza się pod ubraniem.

Orteza stabilizująca miednicę AM-OM została wykonana z niealergicznego i bardzo przyjaznego dla ciała pacjenta surowca ActivDistance II. Surowiec ten cechuje się miękkością, brakiem elastyczności, funkcją samoszczepną na zewnątrz oraz miękką bawełnianą strukturą wewnątrz.

#### Zastosowanie

**Orteza stabilizująca miednicę jest stosowana w schorzeniach:**

1. Artrozy stawu krzyżowo-biodrowego
2. Zespołu stawu krzyżowo-biodrowego
3. Niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego
4. Rozejście i poluzowanie spojenia
5. Blokada stawu krzyżowo-biodrowego
6. Bóle mięśni i tendopatie w obszarze miednicy
7. Po spondylodectach (zrośnięcie się dwóch lub więcej kręgów) odcinka lędźwiowego kręgosłupa
8. Profilaktycznie w przypadku blokady stawu krzyżowo-biodrowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , XL