

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-reki-manu-x-p-1617.html>



## Orteza stabilizująca ręki MANU-X

Numer katalogowy	<b>7642</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza stabilizująca ręki MANU-X** posiada anatomicznie uformowane szyny usztywniające od strony dłoniowej i grzbietowej oraz obwodową taśmę rzepową częściowo unieruchamiającą nadgarstek. Konstrukcja ortezy zapewnia swobodne ruchy kciuka i palców.

#### Wskazania:

- Zwrodnienie stawów nadgarstka
- Ciężkie skręcenia
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Tymczasowe usztywnienie po usunięciu opatrunku gipsowego
- Leczenie w okresie pooperacyjnym po pierwszej zmianie opatrunku
- Artropatie przeciążeniowe
- Leczenie zachowawcze jałowej martwicy kości nadgarstka w pierwszym okresie choroby
- Porażenie nerwu promieniowego – ręka opadająca
- Zespół cieśni nadgarstka

#### Komfort:

Otwarta konstrukcja ortezy daje wrażenie lekkości w noszeniu. Anatomiczny krój zapewnia optymalne dopasowanie, w efekcie zapewniając wysoki komfort użytkowania.

#### Obwód nadgarstka

##### Rozmiar w cm

1  
2

do 17  
ponad 17

**Dostępne kolory:** czarny

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.**