

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-rzepke-p-1592.html>



Orteza stabilizująca rzepkę

Numer katalogowy **TGO-C SR 501**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza stabilizująca rzepkę wykonana została z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci.

Posiada otwór w centralnej części z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym rzepkę.

Wyposażona dodatkowo w boczne spiralne stłki zapewniające pewne i stabilne prowadzenie stawu w czasie jego zginania i prostowania.

Anatomiczny kształt ortezy zapewnia jej bardzo dobre przyleganie.

Wskazania do stosowania ortezy:

- chorobowe zmiany rzepki
- reumatyczne stany zapalne stawu kolanowego
- pierwotny syndrom wierzchołka rzepki
- zwknięcia rzepki
- lekka niewydolność więzadeł
- profilaktyka przeciążeń i urazów

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI (cm)
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL