
Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 20:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-rzepke-p-1828.html>



Orteza stabilizująca rzepkę

Numer katalogowy	QKN00091
------------------	-----------------

Producent	Qmed
-----------	-------------

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła rzepki, zapalenia przyczepu więzadła do szczytu rzepki, choroba Osgood-schlattera, kolano skoczka.

CECHY PRODUKTU

- opaska wykonana z miękkiej dzianiny,
- zawiera silikonową wkładkę wywierającą miejscowy nacisk na więzadło własne rzepki,
- regulowana taśma pozwala na dopasowanie obwodowe ortezy oraz aplikacje właściwej kompresji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny