

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-staw-skokowu-est-085-p-2320.html>



## Orteza stabilizująca staw skokowy EST-085

Numer katalogowy **EST-085**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Dwułuskowy stabilizator stawu skokowego wyłożony od wewnętrznej strony pianką termokurczliwą (z „pamięcią” kształtu), która idealnie dopasowuje się do budowy anatomicznej ciała. Stabilizator zapinany jest dwoma taśmami dociągowymi typu velcro unieruchamiającymi boczno-przyśrodkowo oraz stabilizując staw skokowo-piszczelowy w płaszczyźnie strzałkowej.

#### **Zalecenia:**

zalecany szczególnie w skręceniach więzadła trójganiastego oraz przednich więzadeł piszczelowo-skokowych lub obydwu, gdy wymagają długiego czasu leczenia. Tendonitis, skręcenia stawu skokowego, po operacjach więzadeł stawu skokowego, profilaktycznie w zaburzeniach statyki stopy i stawu skokowego, szczególnie podczas uprawiania sportu.

**Kolor:**czarny.

#### **Tabela - rozmiary:**

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| ROZMIAR      | 1 | 2   |
| Rozmiar buta |   | >36 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2