

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-staw-skokowy-4404-p-2347.html>



## Orteza stabilizująca staw skokowy 4404

Numer katalogowy **4404**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego wykonany z 5 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowany i uszyty by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała, posiada taśmę dociągową zapinaną na velcro oraz wewnętrzne termoplastyczne wkładki, które mogą być umieszczana zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie stawu skokowego.

#### Zastosowanie:

niestabilności więzadłowe, Tendonitis, pooperacyjnie, nawracające dolegliwości bólowe stawu.

#### Działanie:

silna stabilizacja boczna-przyśrodkowa, ochrona przed urazami, ucisk, izolacja cieplna.

**Kolor:** 4404(granat) / 5404(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy