

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-staw-skokowy-achillo-hit-p-2939.html>



Orteza stabilizująca staw skokowy ACHILLO-HIT

Numer katalogowy	7804
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza stabilizująca staw skokowy ACHILLO-HIT posiada duże silikonowe peloty z wypustkami, które łagodnie masują, poprawiają ukrwienie i zmniejszają obrzęk podczas ruchu wzdłuż ścięgna Achillesa. Przylegająca od spodu stopy dolna część silikonowej peloty wywiera proprioceptywną stymulację ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego i poprawia kontrolę pronacji stopy. Rezygnacja z podniesienia pięty zapobiega skróceniu mięśni łydki. Poprzez korektę dysbalansu mięśniowego orteza redukuje нефizjologiczne obciążenie ścięgna Achillesa oraz prowadzi funkcjonalnie tyłostopie. Łatwiejsze zakładanie ortezy umożliwia zapięcie na rzepy.

Wskazania:

Leczenie zachowawcze w:

- W zespole bólowym ścięgna Achillesa
- Zapaleniu ścięgna Achillesa
- Zapaleniu kaletki ścięgna Achillesa
- Zapaleniu tkanki okołościęgnistej
- Zapaleniu kaletki maziowej
- Zapaleniu kaletki piętowej

Leczenie pooperacyjne:

- Okołościęgnistej tkanki poślizgowej ścięgna Achillesa
- Po przewlekłym zapaleniu ścięgna Achillesa
- Po częściowym zerwaniu lub naderwaniu ścięgna Achillesa
- Rekonstrukcji przyczepu ścięgna mięśnia strzałkowego krótkiego lub długiego
- Rekonstrukcji przyczepu ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

Komfort:

Specjalny materiał umieszczony w obrębie grzbietu stopy zapewnia praktycznie całkowity brak tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

Obwód kostek**Rozmiar w cm**

1	do 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27

Dostępne kolory: szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5