

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-staw-skokowy-active-p-1613.html>

## Orteza stabilizująca staw skokowy ACTIVE



Numer katalogowy	<b>TGO-E STS 613</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza stabilizująca staw skokowy ACTIVE** to orteza typu otwartego wykonana z trwałego tworzywa. Dwa boczne panele zapewniają silną stabilizację boczną. Dodatkowe taśmy zapinane krzyżowo (na ósemkę) umożliwiają płynną regulację stabilizacji przedniej w zależności od etapu leczenia.

Górne zapięcie pozwala na łatwe i szybkie założenie ortezy oraz precyzyjne dopasowanie. Zastosowane materiały sprawiają, że orteza jest lekka, a zarazem zapewnia wysoki poziom stabilizacji i komfortu użytkowania.

Orteza przeznaczona zarówno do aktywności sportowej jak i codziennego użytkowania. Innowacyjna konstrukcja ortezy pozwala na dopasowanie produktu praktycznie do każdego typu obuwia. Orteza stabilizuje i zabezpiecza uszkodzony staw skokowy.

### Wskazania do stosowania ortezy:

- skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
- nawykowe skręcenia stawu skokowego
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- przewlekła niestabilności stany zapalne
- rekonwalescencja po urazach
- rehabilitacja po unieruchomieniu gipsowym
- ochrona przed urazami, np. podczas uprawiania sportu (lub profilaktycznie w sporcie)

**Występuje w dwóch wersjach:** na prawą oraz lewą kończynę dolną.