

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-staw-skokowy-pneumatyczno-zelowa-p-1833.html>



## Orteza stabilizująca staw skokowy (pneumatyczno - żelowa)

Numer katalogowy **QAR03091**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonana z tworzywa,
- taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego,
- część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelem (możliwość schładzania i ogrzewania).

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny