

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-biodrowego-ho4001-p-2292.html>

Orteza stawu biodrowego HO4001

Numer katalogowy	HO4001
Producent	Orliman

Opis produktu

Modułowa orteza biodra stabilizująca staw biodrowy jest rozwiązaniem uwzględniającym możliwość zastosowania jednej ortezy na prawą lub lewą stronę. Rdzeń ortezy wykonany jest z materiału termoplastycznego o wysokiej gęstości. Elementy składowe stabilizatora to: obejma biodrowa, obejma uda. Oba te elementy połączone są zewnętrzną szyną, która pozwala na dowolne kątowne ustawienie odwiedzenia lub przywiedzenia kończyny dolnej w stawie biodrowym, ponadto regulacja zgięcia od 0° do 90°, w odstępach co 10°. W dystalnej części obejmy udowej, po jej wewnętrznej stronie znajduje się regulowany na długość element zapewniający lepsze oparcie ortezy na udzie. Obie obejmy, biodrowa i udowa, posiadają szeroki zakres regulacji ułatwiający dopasowanie stabilizatora do budowy anatomicznej pacjenta. Paski dociągowe na udzie składają się z dwóch klamr/zapięć i pasków zębowych co pozwala na szybkie zapięcie i rozpięcie ortezy. Cała orteza pokryta jest welurowym materiałem pokryciowym ograniczającym kontakt ciała pacjenta z elementami termoplastycznymi. Spełnia on funkcje ochronne zabezpieczając użytkownika przed ewentualnymi otarciami ciała oraz zapewnia wysoki komfort w kontakcie bezpośrednim z ciałem. Taśmy velcro pozwalają na szybki demontaż welurowego wyścielenia całej ortezy, jednocześnie, takie rozwiązanie, zapewnia utrzymanie ortezy w czystości. Konstrukcja pozwala na ograniczenie lub blokadowanie ruchów zgięcia/wyprostu, kontrolę wielkości odwiedzenia/przywiedzenia oraz rotacji uda w stawie biodrowym.

Zalecenia:

pooperacyjnie po endoprotezoplastyce stawu biodrowego powikłania po artroplastyce lub na skutek repozycji endoprotezy po usunięciu przemieszczonej lub niestabilnej endoprotezy po resekcji głowy kości udowej złamania osteoporoza.

Kolor: szary.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2
Obwód uda (cm)	60-102	90-132
Obwód pas/biodra (cm)	40-54	50-64

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2