

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-biodrowego-p-1850.html>



Orteza stawu biodrowego

Numer katalogowy **DRQ10B**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.

CECHY PRODUKTU

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny poliamidowej i Lycry®, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód bioder (cm)	75 - 90	90 -105	105 - 120	120 - 140

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL