

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-biodrowego-t-scope-p-3333.html>



Orteza stawu biodrowego T-scope

Numer katalogowy	2DF9-53703
Producent	Breg

Opis produktu

- teleskopowe szyny dają możliwość łatwego dopasowania ortezy dla każdego, nawet wysokiego pacjenta
- zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostowania od -10° do 30° oraz kąta zgięcia od -10° do 120° (ze skokiem co 10°)
- możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem do -10° do 30°
- część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
- dopasowanie modułu na biodrach odbywa się za pomocą łatwego w regulacji pasa
- komfortowe i łatwe zakładanie dzięki zastosowaniu wielu elementów regulacji

Zastosowanie:

- stabilizacja stawu biodrowego
- ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
- podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
- ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów
- po artroskopii stawu biodrowego
- osteoporoza biodra

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy