

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-biodrowego-t-scope-p-3333.html>



## Orteza stawu biodrowego T-scope

Numer katalogowy	<b>2DF9-53703</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

- teleskopowe szyny dają możliwość łatwego dopasowania ortezy dla każdego, nawet wysokiego pacjenta
- zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostowania od  $-10^{\circ}$  do  $30^{\circ}$  oraz kąta zgięcia od  $-10^{\circ}$  do  $120^{\circ}$  (ze skokiem co  $10^{\circ}$ )
- możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem do  $-10^{\circ}$  do  $30^{\circ}$
- część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
- dopasowanie modułu na biodrach odbywa się za pomocą łatwego w regulacji pasa
- komfortowe i łatwe zakładanie dzięki zastosowaniu wielu elementów regulacji

### Zastosowanie:

- stabilizacja stawu biodrowego
- ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
- podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
- ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów
- po artroskopii stawu biodrowego
- osteoporoza biodra

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy