

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-game-changer-p-1823.html>



Orteza stawu kolanowego GAME CHANGER

Numer katalogowy	OV49001
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Jednoprzedałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczenie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzedałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

CECHY PRODUKTU

- lekka, perforowana, elastyczna rama,
- podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniające stabilne umiejscowienie ortezy (system antymigracyjny dzięki poduszkom z silikonem),
- system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
- powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
- płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
- wersja na prawą i lewą kończynę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny.