

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-genu-hit-p-2931.html>



Orteza stawu kolanowego GENU-HIT

Numer katalogowy	7081
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego GENU-HIT z bocznymi spiralnymi fiszbinami i profilowanym silikonowym pierścieniem wokół rzepki stabilizuje staw kolanowy. Owalny silikonowy pierścień poprzez mikromasaż wpływa pozytywnie na resorpcję obrzęków i wysięków. Rozciąga się przy prostowaniu kolana, a kurczy przy zginaniu.

Wskazania:

- Chondromalacja rzepki
- Uszkodzenia łąkotek
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- Stany pooperacyjne i pourazowe
- Wysięki dostawowe z i bez niewydolności więzadeł
- Uszkodzenia więzadeł
- Lekkie niestabilności więzadeł
- Torbiele Bakera
- Choroby reumatologiczne

Komfort:

Specjalny materiał zawierający lycrę umieszczony w dole podkolanowym zapewnia stały ucisk oraz praktycznie całkowity brak gromadzenia i tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia. Orteza wykonana jest z materiału, który nie zawiera lateksu.

	Rozmiar w cm	
	Wymiar D	Wymiar F
1	do 28	do 38
2	do 31	do 41
3	do 34	do 44
4	do 37	do 47
5	do 40	do 50
6	do 43	do 53
7	do 46	do 56

Wymiar D: 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego

Wymiar F: 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7