

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-genu-pro-activ-p-3581.html>



Orteza stawu kolanowego Genu Pro® Activ

Numer katalogowy	2347 01
Producent	Thuasne

Opis produktu

Genu Pro® Activ 2347 02

- Propriocepcyjna stymulacja dzięki silikonowej wkładce na rzepkę i elastycznej dzianinie kompresyjnej (ok. 26 mmHg). Wkładka na rzepkę zapewnia solidne podparcie i służy, jako stabilizator więzadła rzepki
- Anatomiczny kształt umożliwiający lepsze dopasowanie do budowy ciała: wycięcie na wysokości łydki, strefa komfortu w dole podkolanowym, elastyczna dzianina na udzie i łydce
- Elastyczne wzmocnienia boczne. Boczny silikonowy pasek zapobiega przed zsuwaniem się ortezy

Rozmiary:

a - obwód uda 14 cm powyżej środka kolana
b - obwód łydki 12 cm - poniżej środka kolana

Obwód uda (a) Obwód łydki (b)

1 - 35 - 38 cm 25 - 28 cm
2 - 38 - 41 cm 28 - 31 cm
3 - 41 - 44 cm 31 - 34 cm
4 - 44 - 47 cm 34 - 37 cm
5 - 47 - 51 cm 37 - 41 cm
6 - 51 - 55 cm 41 - 45 cm
6+ - 55 - 59 cm 43 - 47 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6+

Kolor: biały , czarny , szary