

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-p-1819.html>



## Orteza stawu kolanowego

Numer katalogowy **DRQ15B**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Profilaktyka zespołów przeciążeniowych stawu kolanowego, zespoły bólowe stawu kolanowego o różnej etiologii, stany zapalne stawu kolanowego (również przebiegające z obrzękiem), stabilizacja i odciążenie struktur mięśniowo-więzadłowych w przypadku zmian zwyrodnieniowych, ochrona stawu podczas aktywności sportowych i zawodowych, odciążenie oraz stabilizacja rzepki.

#### CECHY PRODUKTU

- orteza składa się z tutora wykonanego z wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny, ,
- pierścień otaczający rzepkę ogranicza jej boczną ruchomość przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchów stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego na wysokości środka rzepki (cm)	33 - 36	36 - 38	38 - 41	41 - 43

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL