

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-m4s-pcl-dynamic-p-7876.html>



Orteza stawu kolanowego M.4s® PCL dynamic

Numer katalogowy **9786**

Producent **Medi**

Opis produktu

Funkcjonalna 4-punktowa sztywna orteza ramowa z ograniczeniem prostowania/ zginania do leczenia urazów więzadła krzyżowego tylnego

Wskazania

- leczenie zachowawcze urazu więzadła krzyżowego tylnego
- leczenie pooperacyjne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego

Sposób działania

- indywidualnie regulowana pelota wspierająca czynnie wywiera siłę w kierunku przednim w celu utrzymywania kości piszczelowej w żądanym miejscu. Służy to ochronie więzadła krzyżowego tylnego i łagodzeniu jego napięcia.
- niezawodna stabilizacja stawu kolanowego dzięki 4 punktowej sztywnej konstrukcji ramy
- ograniczenie zginania i prostowania w celu ochrony przed niepożądanymi ruchami stawu

Korzyści produktu

- pelota czynnie naciska na kość piszczelową i przytrzymuje ją w żądanej pozycji.
- wbudowane pokrętko wyboru napięcia umożliwia dokładną regulację peloty wspierającej w celu dopasowania do danego pacjenta.
- zawias „physioglide” naśladuje ruch toczący/ ślizgowy stawu kolanowego i zapewnia bezpieczne dopasowanie.
- odpowiednio uformowany ochraniacz na piszczel - skrzydłowy kształt poduszki ochraniającej piszczel doskonale sam dopasowuje się do anatomicznej budowy kości piszczelowej.

Ustawienia ograniczenia

- prostowanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- zginanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- unieruchomienie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Rozmiar:

obwód uda (cm)	31 - 37	37 - 45	45 - 51	51 - 57	57 - 65	65 - 74
rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
numer artykułu	G.081.001	G.081.002	G.081.003	G.081.004	G.081.005	G.081.006

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: czarny

TYP: lewy , prawy