

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-obejmujaca-cala-golen-i-udo-z-regulacja-zakresu-ruchomosci-94230krotka-94240dluga-p-2259.html>



## Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości 94230(krótką) / 94240(długa)

Numer katalogowy	<b>94230(KRÓTKA) / 94240(DŁUGA)</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

**Opis:** stabilizator składający się z dwóch owijanych rękawów poliuretanowych (udowy i podudziowy) oraz bocznych szyn policentrycznych z regulacją kątów zgięcia i wyprostu w stawie w przedziałach 0-15-30-60-90 stopni.

**Zastosowanie:** niestabilności, urazy stawu kolanowego, pooperacyjnie, proces rehabilitacji, dla czasowego unieruchomienia stawu, w celu uzyskania kontroli nad ruchomością w stawie po zabiegach na więzadłach kolanowych (więzadła krzyżowe).

**Działanie:** stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz przednio-tylna stawu kolanowego.

**Długość:** 94230(51 cm) / 94240(69 cm).

**Kolor:** czarny.

**Tabela - rozmiary:**

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** 94230 , 94240