

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-obejmujaca-cala-golen-i-udo-z-regulacja-zakresu-ruchomosci-94230krotka-94240dluga-p-2259.html>



Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości 94230(krótką) / 94240(długa)

Numer katalogowy	94230(KRÓTKA) / 94240(DŁUGA)
Producent	Orliman

Opis produktu

Opis: stabilizator składający się z dwóch owijanych rękawów poliuretanowych (udowy i podudziowy) oraz bocznych szyn policentrycznych z regulacją kątów zgięcia i wyprostu w stawie w przedziałach 0-15-30-60-90 stopni.

Zastosowanie: niestabilności, urazy stawu kolanowego, pooperacyjnie, proces rehabilitacji, dla czasowego unieruchomienia stawu, w celu uzyskania kontroli nad ruchomością w stawie po zabiegach na więzadłach kolanowych (więzadła krzyżowe).

Działanie: stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz przednio-tylna stawu kolanowego.

Długość: 94230(51 cm) / 94240(69 cm).

Kolor: czarny.

Tabela - rozmiary:

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: 94230 , 94240