

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-obejmujaca-cala-golen-i-udo-z-regulacja-zakresu-ruchomosci-94231-p-2264.html>



Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości 94231

Numer katalogowy **94231**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego posiada 2 szyny aluminiowe stabilizujące staw kolanowy w płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej. Szyny zawierają polcentryczny zegar pozwalający na regulację kąta zgięcia i wyprostu oraz dodatkowo wyposażony jest w osłonę zewnętrzną, zabezpieczającą przed wypadnięciem elementów ograniczających zakres ruchu w stawie. Stabilizator posiada elastyczne obejmy udowe i podudziowe, wyłożone od wewnątrz pianką poprawiającą komfort użytkowania ortezy. Stabilność i dobre przyleganie ortezy do kończyny dolnej zapewniają taśmy dociągowe, które posiadają dodatkowe poduszki piankowe, zapobiegające obcieraniu skóry przez paski oraz zsuwaniu się ortezy w trakcie użytkowania.

Zastosowanie:

przednio-tylna, boczna, przyśrodkowa niestabilność stawu kolanowego, doleczenie pooperacyjne.

Działanie:

stabilizacja stawu kolanowego w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej podczas ruchu i w statyce, ograniczanie zakresu ruchu w stawie.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód uda mierzony 15 cm nad rzepką (cm)	51-61	61-68	68-73

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S