

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-obejmujaca-cala-golen-i-udo-z-regulacja-zakresu-ruchomosci-9426094261-p-2262.html>



Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości 94260/94261

Numer katalogowy **94260/94261**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator z monocentrycznymi szynami bocznymi z regulacją zakresu ruchu, która odbywa się co 10 stopni w zakresie -10 do 120 stopni. Stabilizator daje możliwość usztywnienia kończyny w położeniach od -10 do 30 stopni, regulacja co 10 stopni.

Zastosowanie:

niestabilności stawu kolanowego, pooperacyjnie, pourazowo, proces rehabilitacji, w celu pełnego unieruchomienia kończyny w stawie kolanowym w wyproście lub zgięciu, gdy wymagana jest dokładna kontrola zakresu ruchu w stawie kolanowym (np. po zabiegach na więzadłach krzyżowych).

Działanie:

stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz przednio-tylna kolana. Model 94260 posiada 2 udowe taśmy dociągowe i 2 podudziowe taśmy dociągowe, wersja 94261 posiada dwa rękawy (udowy i podudziowy) stabilizowane 2 parami taśm dociągowych. System wydłużania teleskopowego szyn pozwala ustawić dowolną ich długość w przedziale od 44 do 69 cm, a następnie zablokować w żądanej długości, ponadto boczne i przyśrodkowe poduszki zapobiegają rotowaniu się ortezy na kończynie, regulacja długości taśm pozwala na dokładne dopasowanie stabilizatora do budowy anatomicznej kończyny pacjenta.

Dostępne (inne) modele:

94260 (4 taśmy podkładowe, 4 taśmy dociągowe).

94261 (2 taśmy podkładowe, 4 taśmy dociągowe).

Długość: od 44 cm do 69 cm.

Kolor: czarno-szary.

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: 94260 , 94261